

KEPLER ADVANCED par ExamVision

Les lunettes qui
changent tout!!



voir page 9

1-800-667-9622 | WWW.SYNCA.COM |



LE DUO OPTIMAL DE BTI®

Améliorez l'ostéo-intégration
et diminuez le risque de la
péri-implantite



+ IMPLANTS CORE®
ENDORET® (PRGF®)

voir page 4

BIOLIGHT® DRILL-FREE

- Restaurations coronaires encore plus faciles
- Aucun forage pour la préparation de l'espace tenon
- Hautement résistant à la rétention et à la fracturation vs les restaurations sans tenons





voir page 10

CJ-OPTIK

Microscopes Twin Lite
Une classe à part!



voir page 7



«Bloc occlusal incorporé et excellente aspiration pour les interventions chirurgicales plus longues, comme les implants et les extractions»


«Plus facile à utiliser qu'une digue de caoutchouc, mieux que les rouleaux de coton»

«Agit aussi comme protège-gorge, parfait pour placement de couronnes et d'implants»

«Parfait pour les hygiénistes – un assistant virtuel»

«Réduit le besoin d'arrêter pour aspirer – flux de travail simplifié»


«Contrôle des aérosols, de la covid, du retrait d'amalgames et de composites»



Trousse de départ: 699\$
 Pièces buccales (25 - Adult Soft)
 59,00\$ 4 @ 54,90\$ 16 @ 49,00\$
 Pièces buccales (25 - Adult Retractable)
 68,00\$ 4 @ 63,20\$ 16 @ 56,40\$
 Pièces buccales (25 - Junior Soft)
 53,00\$ 4 @ 49,30\$ 16 @ 44,00\$



Cette courte vidéo de 4 minutes
vous démontre la facilité et
l'efficacité du système EZ DAM®



Bio Function combine deux des plus importantes caractéristiques d'un matériau de restauration dentaire universel. Il est entièrement EXEMPT de Bis-GMA; il ne renferme aucun comonomère ou ne libère aucun bisphénol A. De plus, il ne libère aucune nanoparticule.

En outre, sa formule unique est très résistante à l'usure, offrant un taux d'usure similaire à celui de la dentition naturelle (ou de l'or de TYPE III).

Grâce à ces propriétés, Bio Function est un produit idéal pour la dentisterie holistique, la dentisterie minimalement invasive et conservatrice, voire les facettes sans préparation, offrant des résultats hautement biomimétiques.



Dr. Vassnia Nizama

- Diplôme en dentisterie directe esthétique et restauratrice de l'Université San Juan Bautista (PÉROU) Dicté par Dr Rony Hidalgo L 2012
- Spécialisation en réhabilitation orale, Université San Juan Bautista (PÉROU) 2012 - 2016



LA BIOMORPHOLOGIE EN DENTISTERIE RESTAURATRICE

À la fin de la formation, chaque participant aura la capacité de reconnaître, de percevoir et de reconstruire les structures biomorphologiques des dents antérieures et postérieures efficacement et correctement grâce à des dessins basés sur la documentation photographique de dents réelles. Les étudiants seront conscients des concepts de la dentisterie occlusale, fonctionnelle et adhésive reliés à une meilleure morphologie.

PLUS D'INFO





Pourquoi endoret® (prgf®) comparativement aux autres PRPs?

- Réduit le temps de régénération
- Provoque la formation des tissus osseux
- Produit une stabilité instantanée à l'implant

les implants humectés avec endoret® (prgf®) présentent un taux de survie élevé ainsi qu'une épaisseur trabéculaire et la maturation osseuse


L'humidification de la surface des implants avec endoret® liquide forme une membrane de fibrine. En adhérant à la surface de l'implant, elle libère des facteurs de croissance et améliore l'ostéo-intégration.

[1] La surface nanorugueuse des implants BTI® est spécifiquement conçue pour exploiter les effets biologiques d'endoret®

TAUX DE SURVIE REPORTÉS SUR LES ÉTUDES CLINIQUES:

- Étude jusqu'à 5 ans de suivi 5787 implants. **99.2%** ⁽²⁾
- Étude jusqu'à 5 ans de suivi 1139 implants à charge immédiate. **99.3%** ⁽²⁾
- Étude jusqu'à 8 ans de suivi 1287 implants courts. **99.3%** ⁽²⁾
- Étude jusqu'à 10-12 ans de suivi 111 implants courts. **98.9%** ⁽²⁾

ÉVALUATION HISTOMORPHOMÉTRIQUE DE LA SURFACE DE CONTACT OS-IMPLANT (BIC) APRÈS DEUX MOIS ⁽²⁾



[2] Études offertes sur demande

LES IMPLANTS BTI CORE: LE NAUYAU DE VOS DÉCISIONS CLINIQUES

1. CONNEXION ET PLATEFORME COMMUNE

Un tétralobe interne avec une émergence prothétique d'un diamètre de 3.5 mm qui permet d'unifier les attachements utilisés. Il favorise une stabilité accrue des tissus péri-implantaires, rendant ainsi les implants CORE un choix tout indiqué pour restaurer des espaces interdentaires limités.

2. LA SEULE SURFACE AU MONDE BIOACTIVE

UNICCA® est la seule surface au monde bioactive, les implants CORE offrent une meilleure stabilité osseuse et une ostéo-intégration supérieure.

3. FORME CONIQUE

La forme facilite les interventions chirurgicales pour tous les types d'os grâce à son apex, qui intègre une excellente capacité avancée. Elle permet aussi d'obtenir une stabilité primaire dans les alvéoles dentaires post-extraction.



COMPOSANTES RÉDUITES



VASTE GAMME OFFERTE (diamètres et longueurs)


Diamètres: 3.3 à 4.75 mm

Longueurs: 5.5 à 15 mm



4. CONCEPT BIOBLOCK®

BioBlock® est un concept biomécanique qui garantit un scellement hermétique et biologique, favorisant ainsi la préservation de l'os marginal autour des implants. Utilisant des piliers transépithéliaux élargis, les changements de plateforme sont réalisés avec des profils d'émergence plus larges.



Économisez 1350\$!

Achetez 6 implants BTI® CORE (toute grandeur),
et obtenez le Penguin RFA pour seulement 1550\$

RÉVOLUTIONNEZ LA DENTISTERIE RÉGÉNÉRATRICE

ENDORET® (PRGF®)


À partir du sang d'un patient, nous pouvons obtenir différentes formulations thérapeutiques riches en facteurs de croissance qui favorisent la guérison et la régénération tissulaire, réduisant ainsi la douleur et l'inflammation.

Dossier scientifique:

Les preuves scientifiques qui appuient la biosécurité et l'efficacité du plasma riche en facteurs de croissance dans le cadre d'interventions chirurgicales orales et maxillofaciales ainsi que l'implantologie orale.

CITAGENIX (Grefe osseuse et membrane)

Citagenix est un fournisseur de premier plan de produits pour greffes osseuses aux chirurgiens dentaires, aux parodontistes et aux dentistes implantaire partout en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.



PROMOTION 3 + 1 (Citagenix)

Achetez toute combinaison de 3 boîtes (Ossements/Membranes) et obtenez: 1 boîte GRATUITE* + le dossier scientifique sur Endoret®

*Le produit le moins dispendieux sera gratuit

PENGUIN RFA - UNITÉ POUR MESURÉ L'OSTÉO-INTÉGRATION

Le Penguin RFA mesure la stabilité et l'ostéo-intégration de l'implant, aide à déterminer le moment optimal à la mise en charge des implants. Particulièrement utile dans le cas de protocoles ayant une période de traitement plus courte ou en traitant des patients à risque.



Économisez 1350\$!

Achetez 6 implants BTI® CORE (toute grandeur), et obtenez le Penguin RFA pour seulement 1550\$





1. Design MonoGlobe gagnant de prix
2. Système de lentilles apochromatiques à 5 niveaux avec une clarté incroyables
3. Ergotube de 30° avec une inclination binoculaire de 1 à 200°
4. Adaptateurs: caméras 4K, HD et pour téléphones intelligents
5. Caméras numériques externes pour une utilisation puissante et facile
6. 2 lumières DEL: blanche + fluorescente (restaurations et endo) **OU** double blanche (100% endodontiques)

Nouveau: Objectifs VarioFocus 4 et 5

Deux nouvelles lentilles de focalisation dans un modèle optimisé. Les principaux avantages sont le large diamètre, qui permet d'effectuer des ajustements rapides et précis, ainsi que la possibilité d'utilisation pour les dentistes droitiers ou gauchers. La qualité exceptionnelle des optiques demeure la même.



Nouveau: Bras articulé avec USB 3.0

Le bras articulé a de nouveau été optimisé en intégrant une prise USB 3.0. Ceci facilite grandement l'établissement d'une connexion de données.



AGRANDISSEMENT DE HAUT NIVEAU LÉGER ET CONFORTABLE!

FOCUS Bright procure un éclairage très lumineux et non-diffus



La conception compacte et primée des lunettes Kepler Kompakt d'ExamVision allie précision et confort. Essayez Kepler Kompakt si vous souhaitez bénéficier d'un agrandissement supérieur.

L'éclairage est maintenant un incontournable, au même titre que des microscopes, au fur et à mesure que l'agrandissement augmente, un éclairage additionnel est requis.



Autres promotions offertes, demandez à votre représentant(e) local(e)



Économisez 951\$!

Commandez des lunettes ExamVision Kepler Kompakt 4.6x + une lumière DEL FOCUS Bright **ET ÉPARGNEZ 50% SUR LA LUMIÈRE!**

TOUT UN ACCOMPLISSEMENT EN MATIÈRE D'AGRANDISSEMENT

Lunettes d'agrandissement supérieures 4 en 1 et très légères



Avec les lunettes Kepler Advanced, vous pouvez passer d'un agrandissement à l'autre rapidement. Cette polyvalence vous garantit que, peu importe le type de procédure, les lunettes Kepler Advanced vous offriront une précision parfaite. Des diagnostics à un agrandissement quasi microscopique. Obtenez une acuité visuelle parfaite, tout en maintenant une position confortable et ergonomique.



LES LUNETTES QUI CHANGENT TOUT!!

3.6x**4.5x****5.5x****6.4x**



vous permet de voir de
13 à 40 fois plus*

*Comparativement
à la vision sans
agrandissement



Certains dentistes choisissent de ne pas placer de tenons en raison des risques associés au placement de tenons. En effet, une préparation radiculaire inadéquate peut entraîner des perforations ou une distribution du stress pouvant causer des fracturations au fil du temps. Les tenons coulés et préfabriqués en métal ont pour leur part engendré des fracturations sous l'effet de stress répétés. Et si le retrait éventuel de tenons est requis, cela peut occasionner des difficultés avec certaines options.

Nombre de dentistes estiment que les tenons ne sont pas nécessaires. Cependant, ceci peut se solder par des restaurations qui offrent moins de support et considérablement moins de résistance à la fracturation que des dents restaurées avec Biolight® DRILL-FREE.




Courtoisie du Dr Mancino

S'adapte à toutes les formes de canaux



Maintenant, il est possible d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de toutes les générations de tenons précédentes – sans aucun des inconvénients.

b



Une meilleure option pour les couronnes fabriquées le jour même

Les restaurations coronaires avec les multi-tenons Biolight® DRILL-FREE offrent des propriétés physiques optimales pour les cliniques qui proposent des services de fabrication de couronnes le jour même. Car les matériaux habituellement utilisés (à partir de blocs fraisés), sont souvent trop durs et non viscoélastiques. Les couronnes endodontiques transmettront immédiatement et directement des charges de stress élevées pouvant entraîner des fracturations causées par la fatigue.

*Les couronnes traditionnelles ont démontré un taux de survie de 5 ans de 94% au lieu de 77.7% pour les couronnes endodontiques.**

Saratti CM, et al. Fractography of clinical failures of indirect resin composite endocrown and overlay restorations. Dent Mater (2021)

*Survival and success of endocrowns: A systematic review and meta-analysis; Raghad A Al-Dabbagh; 10.1016/j.prosdent.2020.01.011

Pourquoi s'attirer des problèmes?

Éliminez le forage et les risques qui y sont associés



Biolight® DRILL-FREE promo de départ - inclus:

- 1 - trousse assortie Biolight® DRILL-FREE: (Inclut 20 tenons, 5 de chaque grosseur)
- 1 - trousse d'apprentissage Biolight® DRILL-FREE: (Matériaux requis pour apprendre)
- 1 - Biolight® CORE DC: (ciment/confection de piles DC)
- 1 - Biolight® STiK! DC: (adhésion auto-adhésive DC)



Épargnez 150\$! Offre de lancement

Promo de départ Biolight® DRILL-FREE: (1 trousse d'apprentissage + 1 trousse assortie + 1 Biolight® CORE DC + 1 Biolight® STiK! DC): 751\$



Offrez de magnifiques sourires à vos patients pour le temps des fêtes!!



- Gouttières préremplies, contenant déjà le gel de blanchiment
- Élimine les étapes de prise d'empreintes et de fabrication de gouttières
- Nouvelle formule chimique avec pratiquement aucune sensibilité
- Jusqu'à 70% moins dispendieux que ceux des principaux concurrents
- Augmente souvent les demandes en matière de dentisterie cosmétique
- Temps de traitement rapide de 20 minutes

GRATUITE



Inclus une séance d'entraînement avec un(e) spécialiste de Synca

*Les livraisons des traitements de blanchiment peuvent être réparties sur une période de 12 mois – contactez-nous pour obtenir plus de détails



Épargnez 995\$! seulement 2130\$

Achetez 60* traitements de blanchiment Brillance 20 et obtenez la lampe pour l'accélération du blanchiment **GRATUITEMENT!**